

Cinturón WG30 Max



Precauciones de uso:

1. Desinflar completamente la correa de tracción sino esta sin usar.
2. Tornillo de salida de aire se cierra con facilidad con un ligero giro hacia la derecha.
3. Para evitar el exceso de presión de aire, esta válvula permite la salida del sobrante desde la cabeza de la bomba.

4. Use detergente neutro y una lavadora, antes de proceder, debe poner el cinturón en la bolsa de lavandería, girar el tornillo de salida de aire hacia la derecha para que el agua no penetre en ella. Después de lavado, secar a la sombra. Cuando se lave no refregar con las manos y utilizar una esponja.
5. Tenga cuidado de no tocar la correa de tracción con objetos punzantes o fuego.
6. Las mujeres embarazadas y lactantes no deben usar este producto.
7. Damos asesoramiento a los hipertensos y los pacientes con enfermedades del corazón al utilizar este producto, pero después de la consulta con un médico o especialista.
8. Tenga cuidado de no dejar caer la bomba de aire y evitar cualquier impacto en él.
9. No utilice esta bomba de aire para otros usos, excepto para poner aire únicamente a este producto.

Cómo usar:

1. Coloque la boquilla de inyección de aire en la parte superior derecha de su abdomen y coloque el producto en la parte de algodón forrado, en su piel.
2. Póngase la correa de izquierda a derecha y la correa auxiliar en el mismo orden.
3. No ponga el cinturón con una presión excesiva. Puedes sentir molestias en el abdomen.
4. Conecte las pinzas de inyección de aire de la bomba con el tornillo de purga o salida del mismo.

5. Inflar el cinturón de tracción moviendo la palanca hacia arriba y hacia abajo varias veces hasta que la correa quede inflada por completo.
6. El aire excesivo escapa de la cabeza de la bomba produciendo un ligero ruido.
7. Al terminar el tratamiento, deberá sacar todo el aire.
8. No se recomienda sacar el aire con el producto puesto, porque al reducir se puede sentir molestias.

Método de curación eficaz

1. Recomendamos para las personas con lumbago y neuralgia ciática use el cinturón de la tracción durante 5-6 horas al día. En lo posible, no lo use mientras está acostado, usarlo mientras está de pie en la vida cotidiana.
2. Si siente presión en su abdomen después de tomar una comida, no le hará ningún daño el quitarse el cinturón de tracción.
3. Se recomienda el ejercicio como un complemento ideal para su tratamiento.
4. Hay una posibilidad de tener dolor en algunos días después de usar este producto. En ese caso reduzca el tiempo de uso de 2-3 horas al día, luego cuando el dolor se alivia, alargar el tiempo de uso gradualmente después de 2-4 semanas.
5. Se puede llevar en su piel directamente, pero si usted tiene algunos problemas como la alergia, puede usar camisas de algodón debajo de la correa de tracción.
6. En el caso de algunos problemas en la piel a causa de sensibilidad, obtener la opinión del médico.

¿Cómo Lavar?

- Lavado en maquina:

- Utilizar una bolsa de lavandería para proteger la correa.
- Asegúrese de que la correa de tracción se desinfla por completo y gire la boquilla de inyección de aire hacia la derecha para que el agua no pueda penetrar en ella.
- Use un detergente neutro y lavar durante 5 minutos con agua fría.
- No inflar la correa de tracción
- Hacer escurrir a la sombra.

- Lavado a mano:

- Asegúrese de que el tornillo de salida del aire de la boquilla, no pueda penetrar el agua.
- Inflar la correa de tracción solamente un poco.
- Utilice una esponja suave para lavar el cinturón de tracción y sin restregar con las manos.
- Hacer escurrir a la sombra.